

新品上市—組織處理、細胞實驗不可或缺的必備設備



單細胞懸液製備儀

RWD單細胞懸液製備儀DSC-400可溫和地將組織製備成**高活性單細胞懸液**或**組織勻漿**。

標準化流程、四通道獨立工作，搭配組織處理管和配套試劑盒最大限度保證細胞活性、降低損耗，大大增加實驗可重複性。

單細胞測序

原代細胞培養

流式分析

細胞治療

細胞分選

◆ 全自動單細胞懸液製備儀實驗流程



取樣



預處理



酵素水解



加熱程式處理

◆ 全自動單細胞懸液製備儀產品配置

單細胞懸液製備儀主機+加熱套



型號	DSC-400	通道數	4通道
樣本處理量	20-4000mg	轉速	20-4000rpm
螢幕	7英寸觸控螢幕	程式數	可見預設程式+200條自訂程式
溫度控制	37°C	尺寸	215*380*190 mm
液體量	緩衝液體積0.3-10mL	重量	~9.0 kg

組織處理管



型號	SCT-25、SCT-100
樣本處理量	20-4000mg
液體量	緩衝液體積0.3-10mL
組織處理管尺寸	直徑35mm*高89mm
包裝	25pcs/box、100pcs/box

酵素水解試劑組
(適用於Miltenyi 活細胞組織均勻機)


**酵素水解試劑組
推廣試用中, 歡迎申請**




酵素水解試劑組	型號	規格
小鼠腫瘤組織溫和酵素水解試劑組	DHTE-5001	50T
通用組織溫和酵素水解試劑組 (成年小鼠的脾臟、肺臟、肝臟、腎臟和心臟)	DHGT-5004	10-50T
新生腦組織溫和酵素水解試劑組	DHNBE-5002	50T
大小鼠成年腦組織溫和酵素水解試劑組	DHABE-5003	50T

使用案例一


M牌系統比較---流式細胞儀分析



用戶案例---小鼠肺癌腫瘤組織解離



用戶案例---小鼠乳腺癌腫瘤組織解離



顯微鏡下的解離情況

**酵素水解試劑組
免費樣品申請單**



駟丞生物科技有限公司
Tel : 04-2560-0248
E-mail : nung724@gmail.com
Web : www.scbiofly.com

